

除菌・抗菌・消臭 銀イオン水 濃度100PPMで登場!!

抗菌に優れたAg⁺銀イオン水

エスシーガードAg⁺100

除菌・抗菌・消臭・脱臭の
強い味方!

日本製
濃度
100PPM



空間除菌 洗面・お風呂 お部屋 トイレ
机・ゴミ箱 くつ マスク ドアノブ

■ 試験液の生菌数測定結果

<10:検出せず

試験菌	対 象	生菌数(/mL)			
		開始時	30分後	2時間後	24時間後
白癬菌	検 体	—	<10	<10	<10
	対 照	5.5×10 ⁵	—	5.5×10 ⁵	1.1×10 ⁵

試験菌	対 象	生菌数(/mL)			
		開始時	24時間後	48時間後	72時間後
クロコウジカビ	検 体	4.4×10 ⁵	<10	<10	<10
	対 照	4.4×10 ⁵	1.7×10 ⁵	3.8×10 ⁵	2.2×10 ⁵

■ スギアレゲン(Cryj1)測定結果(花粉)

定量下限1.6ng/

試験液	反応時間		
	直後	2時間	24時間後
対照試験液	5.2	検出せず	検出せず
	93	100	96

■ ノロウイルス

<4.5:検出せず

試験ウイルス	対 象	Log TCID ₅₀ /mL		
		開始時	2時間後	24時間後
ネコカリシウイルス	検 体	7.5	<4.5	<4.5
	対 照	7.5	6.5	6.3

銀イオン(Ag⁺)は「除菌効果」・「持続性」・「即効性」・「安全性」に優れています

市場には人体への毒性が高いものや、使用方法によっては危険な商品が販売されているのが現実です。
ウイルス対策に有効と言われているアルコール系、次亜塩素酸水・オゾン水の効果と安全性についての比較表です。

他除菌・ 脱臭材比較表	エスシーガードAg ⁺ 100 100mg/ℓ 銀イオン水	オゾン水(※3) 8mg/ℓ 電解オゾン水	アルコール系(※1) 70%以上95%以下のエタノール	次亜塩素酸水(※1) 有効塩素濃度80ppm以上
除菌効果	◎ 細菌、ウイルス等 ほとんどの菌に対して有効	◎ 細菌、ウイルス等 ほとんどの菌に対して有効	△ 乳酸菌、ノロウイルス等、 除菌できないケースがある 空間噴霧不可	◎ 有人空間への噴霧は、 厚生労働省が推奨していない
臭 い	◎ 無臭	○ 若干青臭い臭いあり	△ 強烈な臭気あり	△ 塩素臭あり
皮膚に対する 影響	◎ 刺激性無し	◎ 刺激性無し	× 若干の刺激性あり 肌荒れの原因となる	△ 若干の刺激性あり 肌荒れの原因となる
腐食性	◎ 無し	○ 長期間使用による 天然ゴム系製品の劣化の可能性あり	△ 一部のプラスチック、 ゴム製品の劣化あり	× 金属腐食性が高い
持続性	◎ 洗い流さなければ、24時間以上 (※2)	△ 20分程度 汚れ、臭い、菌等に触れると すぐ反応し、分解される	× 即揮発し持続性無し	○ 汚れ、臭い、菌等に触れると すぐ反応し、分解される
即効性	◎ (※2)	◎	○	○
消臭力	◎ アンモニア等臭気成分の 吸着による消臭	◎ 酸化分解による消臭	×	×
有効期間 (保管方法)	◎ 2年以上 紫外線、周囲温度の変化にも 強いいため、常温保管が可能	× 保管不可 常時生成が必要	○ 2年程度 高温・火気厳禁(火災の可能性) PET容器等揮発対策のなされていない 容器での保管不可	△ 3ヶ月～6ヵ月 紫外線に弱く、揮発性があるため、 遮光性の密閉容器に入れ、 低温暗所保管が必要

(※1):厚生労働省、経済産業省、消費者庁指針より。(※2):銀イオン濃度の低い製品は、持続性・即効性に劣ります。

(※3):サンクレド販売商品 オゾン生成器キューオスと比較しています。



株式会社サンクレド



©サンクレド エスシー君

エスシーガードAg+100の特徴

- 抗菌効果が持続します。
(薬効成分は水溶性なので、水洗すると抗菌効果が消失します)
- 細菌、ウイルス、カビの増殖を抑制します。
(すべての微生物を殺菌する訳ではありません)
- 硫化水素、アンモニアなどの悪臭ガスを消臭します。
- アルコール消毒液と併用することもできます。



©サンクレド エスシー君

エスシーガードのご使用方法

(使用目的により異なります。)

- 20～30cm 離して表面が少し湿る程度にスプレーする。
おおよその目安：マスク及び対象物が少し湿る程度に2、3回スプレーする。
その他：50cm 四方あたり1、2回スプレーする。
- 拭き掃除の場合は、銀イオン水をスプレーしてから拭き取ってください。
- 革・シルクなど水でシミになる製品には使用しないでください。



※水道水は塩素がある為、混ぜないでください。

【用途】

- マスク又は対象物の除菌・消臭
- くつ下などの除菌・消臭
- 靴・靴箱・玄関マットの防臭
- トイレの便器、便座マットの除菌・抗菌・防臭
- お風呂場の防カビに(乾燥時にスプレーして下さい)
- 掃除道具の除菌、防臭
- ヘルメットの汗などにつく菌(黄色ブドウ球菌など)の除菌・防臭
- 車内、トランクの除菌・消臭
- ドアノブ・手すり・机・スイッチ等の除菌

【成分】

精製水、銀イオン

日本製 銀イオン濃度Ag+100PPM

成績書							
依頼者	住所 愛知県稲沢市東緑町3-43 氏名 株式会社サンクレド						
依頼事項	機器分析(定量分析)						
試料	品名 銀イオン水(Ag100+) 数量 1						
成績	分析方法及び分析結果 <table border="1"> <thead> <tr> <th>元素</th> <th>分析結果(mg/L)</th> <th>分析方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ag</td> <td>155</td> <td>ICP発光分析法</td> </tr> </tbody> </table> (以下余白)	元素	分析結果(mg/L)	分析方法	Ag	155	ICP発光分析法
元素	分析結果(mg/L)	分析方法					
Ag	155	ICP発光分析法					
受付施設	産業技術センター						
試料の成績は上記のとおりです。 令和 4 年 2 月 1 日 あいち産業科学技術総合センター所長 池口 達治							

(注) 試料品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。

第三者機関によるエスシーガードAg+100の銀イオン濃度証明書

QRコードを読み込んでいただくことで、試験データの結果を見る事ができます。



ご注文書

商品コード	商品名	品番	数量	単位
SUN00090	エスシーガードAg+100 スプレー式 500ml	SC100+S		個
SUN00091	エスシーガードAg+100 詰め替え用 1000ml	SC100+M		個
お名前	フリガナ			
住所	〒			
E-mail				
電話番号	() -	FAX番号	() -	

販売店



株式会社 サンクレド

〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町3-43
TEL:0587-81-4416 FAX:0587-81-4417
<http://www.suncredo.jp>

○商品の仕様・外観は改良の為、予告なしに変更する事があります。